


« Avec SKIN NOMAD, j'analyse
votre peau et je sais vous conseiller
avec fiabilité. »



Conception, fabrication et
maintenance en France

SKIN NOMAD

DIAGNOSTIC CUTANÉ



30 ANS À DÉFIER LE TEMPS !

SKIN NOMAD

BOOSTE
vos ventes
de cosmétiques

RENFORCE
votre image de marque

SÉDUIT ET FIDÉLISE
votre clientèle

LA RÉFÉRENCE DU DIAGNOSTIC CUTANÉ

Véritable outil professionnel et scientifique d'aide à la vente, le SKIN NOMAD permet d'effectuer une étude précise du profil cutané. Son design compact et sa mallette de transport font de lui **le partenaire idéal de l'animation commerciale**. Le SKIN NOMAD existe également en version «grand écran», c'est le SKIN LARGE VIEW*.

Diagnostic cutané

1 Le SKIN NOMAD permet de mesurer avec précision l'hydratation et le sébum, de visualiser les rides du front, de la patte d'oie, du sillon naso-génien, les pores, les taches pigmentaires, et les rougeurs. Les différentes sondes et embouts vous assurent une utilisation facile et saine, sans consommable.

Fiche client

2 La comparaison des résultats de l'analyse d'une séance à l'autre est réalisée à partir de la fiche client. Vous fidélisez ainsi votre clientèle, tout en alimentant votre base de données.

Système expert

3 Le Système Expert BME Skin délivre un bilan cutané complet à l'issue des analyses. L'option préconisation personnalisée vous permettra de booster vos ventes de cosmétiques et soins.

Adopter SKIN NOMAD, c'est crédibiliser votre animation commerciale !

Tous nos appareils de diagnostic cutané peuvent être couplés avec la technologie experte de diagnostic capillaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tablette 10" avec logiciel expert BME SKIN.


Support compact au design innovant .

Caméra HD avec éclairage intégré et touche sensitive.

Les accessoires peau, rides, sébum ainsi que la sonde hydratation permettent une utilisation optimale sans réglage et sans consommable.

Dimensions : 230 x 160 x 40 mm (hors accessoires)

Poids : 2.5 kg



Analyse des pores par comparaison



Mesure hydratation

*SKIN LARGE VIEW



LE DIAGNOSTIC CUTANÉ SUR GRAND ÉCRAN

A performance identique au SKIN NOMAD, le SKIN LARGE VIEW offre une utilisation plus conviviale.