



« Préserver et reconstituer  
son capital santé »



SONODERM  
WAVELYDERM



Conception,  
fabrication et  
maintenance  
en France

# LONGEVITAL CONCEPT

MORPHONUTRITION  
ULTRASONODERMIE  
CHAMPS MAGNÉTIQUES  
PULSÉS



30 ANS À DÉFIER LE TEMPS !

# LONGEVITAL CONCEPT

## CONCEPT ET UNITÉ DE SOINS LONGEVITAL

1

Le LONGEVITAL CONCEPT est un concept de prise en charge globale de la personne au travers d'outils de bilan précis, d'un Logiciel Expert de nutrition, de produits de micro-nutrition et de techniques de soins personnalisés (Association de l'ultrasonodermie grâce au SONODERM, et des bienfaits des champs magnétiques et des infrarouges grâce au WAVELYDERM).

2

### L'analyse

Un OMEGATEST, périphérique d'analyse par impédancemétrie, mesure le taux de masse grasse, le taux de masse maigre et le volume liquidien. Ces données seront ensuite interprétées par le logiciel de nutrition LONGEVITAL.

3

### Le logiciel de nutrition LONGEVITAL :

- . bilan morphologique,
- . bilan nutritionnel,
- . bilan fonctionnel,
- . rééquilibrage alimentaire.

Toutes les informations sont enregistrées, analysées et traitées par le logiciel LONGEVITAL qui délivre un bilan complet, compose un protocole alimentaire et conseille des produits de micronutrition et des soins spécifiques adaptés.

4

### Une gamme complète de protéines et de compléments alimentaires

La gamme LONGEVITAL est spécialement conçue pour perdre rapidement l'excès de masse grasse, pallier aux carences et répondre spécifiquement à vos besoins.

5

### L'unité de soins LONGEVITAL CONCEPT :

- SONODERM, dispositif d'ultrasonodermie : Réduction de l'épaisseur du tissu adipeux et amélioration de l'aspect de la peau.
- WAVELYDERM, dispositif de champs magnétiques et infrarouges : Les champs magnétiques combinés aux rayonnements infrarouges permettent l'activation du métabolisme et de la circulation sanguine.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### WAVELYDERM

Champs magnétiques : 30 Hz, mode pulsé, ajustable, intensité de 30 à 300 microTeslas.

Infrarouges : 10 W max. par applicateur bras, 50 W max par applicateur corps.

### SONODERM

Fréquence ultrasons : 27 KHz

Puissance transducteurs plans : 2 W/cm<sup>2</sup> mobile : 3 W/cm<sup>2</sup>

Logiciel fourni sur cd-rom.

Protocoles assistés intégrés au dispositif.

Interfaces intuitives pour chacun des modules LONGEVITAL CONCEPT.

**LOGICIEL EXPERT** de  
**NUTRITION** avec  
mesure de  
l'impédancemétrie


**ULTRASONS** pour en  
finir avec la cellulite

**CHAMPS  
MAGNÉTIQUES  
PULSÉS** pour redessiner  
la silhouette en douceur

## APPLICATIONS



Impédancemétrie



Sonoderm



Wavelyderm



Gamme de compléments  
alimentaires