

# Skin Abraser-Microdermabrasion

Cette technique esthétique anti-âge est réalisée avec le **Skin Abraser**, un appareil de haute technologie équipé d'un logiciel expert pour des protocoles personnalisés corps et visage. Sur la base d'un traitement spécifique décliné en fonction de chaque type de peau, ce soin permet d'affiner le grain de peau, de diminuer la profondeur des rides, d'atténuer les taches pigmentaires, sans provoquer ni rougeur, ni irritation. À l'issue de la séance, la cliente ressent un véritable bien-être, sa peau est lumineuse, visiblement plus jeune.

**Skin Abraser-Microdermabrasion est présentée par BME France et Max Maryne.**



La microdermabrasion consiste en la projection de microcristaux sur la peau, permettant ainsi d'effectuer un peeling plus ou moins soutenu selon la puissance de projection et la quantité de microcristaux projetés. La technique Skin Abraser agit uniquement sur les différentes couches de l'épiderme pour une pratique totalement sécurisée, puisque le traitement ne pénètre pas dans la structure dermique.

Skin Abraser est un matériel de pointe, qui présente un certain nombre de particularités intéressantes pour la professionnelle :

- il utilise des microcristaux d'alumine, une matière inerte permettant une abrasion extrêmement efficace de la couche cornée;
- sa fonction « auto nettoyage » limite les risques de panne, causés par l'amalgame cristaux - humidité - sébum pouvant boucher le circuit;
- la présélection des zones de réglage permet l'ajustage automatique et simultané de la pression et de l'aspiration en fonction de la sensibilité de la zone à traiter;
- son écran tactile, affichant les schémas du déroulement de chaque phase de soin, accompagne et facilite le travail de l'esthéticienne.

Le soin est réalisé avec les produits professionnels Carlton.

## Étape 1 : Lotion pré peeling

Le soin débute par l'application à l'aide d'un coton sec et sur l'ensemble du visage et le cou, de la Lotion Pré-Peel. La cliente doit fermer les yeux pendant l'application. Cette lotion élimine toute trace de sébum et assèche la peau afin de la préparer au traitement.



## Étape 2 : Peeling enzymatique

- Appliquer en couche fine, à l'aide d'un pinceau très doux, le Peeling enzymatique sur le visage et le cou.

Ce peeling-crème, riche en papaine issue de la papaye, est kératolytique, c'est-à-dire qu'il ramollit la kératine et les cellules mortes, facilitant ainsi le traitement sans provoquer d'irritation.

- Laisser poser 5 minutes, le temps que le produit sèche sans durcir, puis l'éliminer à l'aide d'un coton sec (ne pas utiliser d'eau).



## Étape 3 : Microdermabrasion



- Régler la puissance de la pulvérisation et de l'aspiration des cristaux en tenant compte de la sensibilité, de l'élasticité et de la texture de la peau, ainsi que du confort de la cliente.

- Procéder au traitement sans appuyer et de bas en haut, en suivant les trajets spécifiques au traitement retenu (taches, imperfections cutanées, rides d'expression...).



## Étape 4 : Lotion post peeling

- Appliquer la Lotion Post-Peel à l'aide d'un coton sec. La cliente doit fermer les yeux pendant l'application. Cette lotion, qui renferme notamment de l'allantoïne aux propriétés anti-inflammatoires, régularise la sensibilité cutanée, apaise et stoppe les irritations.

## Étape 5: Gel calmant

- Appliquer le Gel calmant en petite quantité sur les zones irritées.
  - Laisser poser quelques minutes, puis appliquer une seconde fois.
- Conçu pour les peaux irritées et sensibles, ce gel renferme une combinaison d'actifs identique à celle de la cortisone, sans en développer les effets secondaires. Ses propriétés anti-inflammatoires puissantes apaisent l'épiderme et constituent un film protecteur à la surface de la peau pour la ramener au calme.



## Étape 6: Sérum EGF et Masque gel à la vitamine C



- Appliquer quelques gouttes de Sérum EGF sur le visage et le cou, puis faire pénétrer par effleurages doux.

Ce sérum anti-âge est hydratant, régénérant et restructurant du film hydrolipidique. Il contient du glucose encapsulé dans des sphères de vitasomes pour une action en profondeur, associé à de l'acide hyaluronique pour une hydratation intense.

- Appliquer ensuite à l'aide d'un pinceau très doux le Masque gel à la vitamine C.

Laisser poser 15 minutes, puis retirer l'excédent à l'aide d'éponges humides.

Ce masque à la texture gel booste la vitalité de la peau en agissant sur plusieurs facteurs: régénération de la matrice extra-cellulaire, stimulation de la synthèse du collagène et oxygénation cutanée. Anti-oxydant, oxygénant, il restructure le film hydrolipidique et confère un teint clair et lumineux.

## Étape 7: Soin final



- Finaliser le soin avec l'application de la crème choisie en fonction de l'indication de peau:

- Crème anti-âge OPC raisin pour une régénération nutritive;
- Oxygène Moisturiser pour les peaux ternes et tachées;
- Crème Repair EGF pour les peaux matures, fines, et tachées;
- Fluid Skin Refiner pour les peaux grasses et acnéiques.

### CONSEIL

#### Précautions d'usage

La microdermabrasion ne doit pas être pratiquée dans les cas suivants: dermatoses (eczéma, psoriasis, acné...), fragilités capillaires (couperose), lésions (boutons, cicatrices actives, plaies...), prise de vitamine A acide par voie orale (Roacutane), application d'AHA (acide) par voie externe, prise d'anticoagulants, crises d'épilepsie, exposition au soleil, cancer de la peau.

#### Fréquence de traitement

En cure: 4 à 5 séances, à raison d'1 soin par semaine

En entretien: 1 soin par mois

#### Produits relais à domicile

• Sérum Intégral Huet Biologie • Crème Re-Source • Masque Re-Source.